

completo in ogni fase,  
dalla **preparazione** alla  
**somministrazione.**

**Sidam**  
BIOMEDICAL SOLUTIONS

SIDAM SRL  
Via Statale Sud, 169  
41037 Mirandola (MO) ITALY



# Click Lock System

Sistema IBRIDO avanzato che semplifica le connessioni  
all'interno dei sistemi a circuito chiuso

**Sidam**  
BIOMEDICAL SOLUTIONS

ERGONOMICO • SICURO • SEMPLICE • SENZA RISCHI • MINIMO SFORZO

## “ Ascolta le api e lascia che ti guidino ”

(Padre Adam)

Apis e vis sono disponibili in tutta la gamma di prodotti Sidam per **preparazione, diluizione, somministrazione.**

### VIS

Valvola di sicurezza a circuito chiuso. E' progettata con uno speciale setto siliconico interno che si apre automaticamente quando viene connessa al cono maschio universale (es. luer, luer lock e click lock) creando un canale senza tortuosità che assicura il libero passaggio del farmaco senza alcuna resistenza.




VIS compatibile anche con siringhe e connettori LL maschio



### APIS

Valvola di sicurezza a circuito chiuso. E' progettata con due distinte alette che consentono un'agevole connessione (un "click" udibile indicherà l'avvenuta connessione) e disconnessione sicura. E' munita di tappo che permette la consegna sicura in reparto, come ad esempio per le iniezioni a bolo.



CHIEDI DI PROVARLO NEL TUO REPARTO!