

with you  
all the way

Sicuro | affidabile | versatile

we're all on the same road...  
but it's better when we go together

## Indice

Il Gruppo SIDAM.....	5
Preparazione .....	6
Connettori.....	8
Miscelazione .....	10
Somministrazione .....	12
Soluzioni su misura .....	14



From the past to the future  
through innovation

## Il Gruppo SIDAM

Nella città del noto umanista e filosofo Pico della Mirandola, nella zona nord della provincia di Modena, nasce il distretto biomedicale attualmente leader sul mercato europeo per la produzione di dispositivi monouso e componentistica per dialisi.

Il Distretto Biomedicale di Mirandola conta infatti oltre 100 aziende specializzate in prodotti plastici monouso ed elettromedicali: per la maggior parte si tratta di PMI italiane (85,6%) ma sono numerose anche le multinazionali (14,4%) sia estere (60%) sia italiane (40%), che danno occupazione a circa 5.000 persone e realizzano un fatturato di quasi 1 miliardo di euro (compreso l'indotto).

Sidam viene fondata nel gennaio del 1991 nel cuore del distretto biomedicale di Mirandola da Graziano Azzolini, già esperto conoscitore del settore biotech, il quale intuisce la necessità dei centri ospedalieri di eccellenza a livello internazionale di avere a disposizione dispositivi medici monouso, ovvero prodotti innovativi e realmente fruibili.

Oggi Sidam è un'impresa che copre tutte le fasi aziendali, dalle attività di marketing, di R&D, di produzione, fino alla commercializzazione e alle attività post-vendita. Attualmente lavora con 19 Paesi nel mondo e la spinta dell'export continua ad essere il motore della crescita.

Nel 2016 SIDAM acquisisce BTC Medical Europe, fondata nel 2006, azienda produttrice di dispositivi per i dipartimenti di oncologia ospedaliera e radiofarmacie (fusione conclusa nel Marzo 2022).

# Perforatori



DISPONIBILE ANCHE CON L'AGGANCIAMENTO DI 13MM (REF. 4090)

4053

4047

4038

4058

4033



DISPONIBILE ANCHE CON L'AGGANCIAMENTO DI 20MM (REF. 4047)

**La manipolazione di farmaci antitumorali pone diversi rischi per gli operatori.**

Nel progettare la sua gamma di perforatori, SIDAM mira a garantire sicurezza e comfort durante la preparazione di farmaci antitumorali, con l'obiettivo di:

- Limitare il rischio di contaminazione (grazie a filtri antibatterici)
- Limitare il rischio di perdite (grazie a valvole a circuito chiuso ad alto flusso), anche quando si utilizzano farmaci a base di taxani (grazie a filtri appositi)
- Offrire, se necessario, sistemi di contenimento di vapori durante le operazioni di prelievo e ricostituzione
- Proteggere i dispositivi grazie a cappucci di protezione



## 4062 Buddy Safe Bag - Connettore con ago protetto

Sistema di sicurezza anti-disconnessione brevettato, per il collegamento alle sacche di farmaci citostatici e chemioterapici. Offre:

- Ago protetto
- Sistema di sicurezza anti-disconnessione
- Compatibilità con tutte le sacche
- Facile inserimento nell'attacco secondario della sacca

La manovra di diluizione con un ago non protetto espone l'operatore al rischio di una puntura accidentale. **La Direttiva Europea 2010/32/UE** prevede l'adozione di disposizioni efficaci ai fini della protezione dei lavoratori contro le ferite provocate da dispositivi medici taglienti nel settore ospedaliero e sanitario.

Codice	Compatibile con Ecoflac	Compatibile con tutte le sacche	Filtro antibatterico	Strato di silicone sul puntale	Sistema di aggancio per vial	Manovre agevolate di prelievo/iniezione	Cappuccio di protezione	Trasparenza
4033				•			•	•
4038	•	•	•				•	•
4047			•	•	20mm	•	•	•
4053			•	•	20mm	•	•	•
4090			•	•	13mm	•	•	•
4058			•	•	13mm	•	•	•
4062		•						•

# CONNETTORI



Fornito con cappuccio di protezione



Fornito con cappuccio di protezione

## 4012

Il 4012 è un connettore a circuito chiuso e ad alta portata di flusso. Con pareti rinforzate, per evitare spandimenti con pressioni elevate, il connettore fornisce un'eccellente stabilità con poco spazio morto. A differenza dello SMURFY, il 4012 non ruota.



Fornito con cappuccio di protezione

## 4010-S

Il 4010-S è un connettore a circuito chiuso ad alta portata di flusso. Con pareti rinforzate, per evitare spandimenti con pressioni elevate, il connettore può ruotare a 360°. Vanta un sistema anti-disconnessione e ha una pigmentazione color arancio, per evitare i danni dovuti ai raggi UV.

## 4015 Smurfy


SMURFY garantisce un sistema chiuso e si attiva solo quando connesso saldamente a un luer lock femmina. Questo impedisce fuoriuscite del farmaco e dei vapori. Una volta connesso alla siringa, SMURFY può ruotare a 360°.

Specifiche	
Portata per gravità a 91cm di altezza	244 ml/min
Attivazioni funzionali	300
Volume residuo/Spazio morto	0.09ml



## Dispositivi standard

I nostri dispositivi standard sono pensati per eliminare il rischio di spandimento del farmaco durante il trasporto e proteggono l'operatore dalla contaminazione.




046-102  
Standard Set



A-INCFT02  
Standard Set

## Dispositivi con Break-Off

Sistema brevettato che garantisce la chiusura del circuito finché non viene attivato dall'operatore, dopo la connessione al set di somministrazione. Questo sistema elimina il rischio di spandimento accidentale di farmaco durante il trasporto e protegge l'operatore.



046-130  
Break off set



046-135  
Break off set

## Dispositivi con Buddy

Sistema brevettato di sicurezza anti-disconnessione, permette la connessione in modo irreversibile al set di somministrazione, impedendone la disconnessione.




046-119  
Buddy set




046-120  
Buddy set

# Deflussori per pompe/ per gravità



A-INCG02



022-500

I seguenti set per infusione possono essere utilizzati direttamente o indirettamente in connessione a pompe per infusione.

Codice	Materiali	Configurazione	Vantaggi	Quantità/Scatola
A-INCG01	PVC DEHP Free - Ambrato	1 via	Valvola senza ritorno - 1 via	50
A-INCG02	PVC DEHP Free - Ambrato	2 vie	Valvola senza ritorno - 2 vie	50
A-INCG02P	PVC DEHP Free - Ambrato	2 vie	Needle-free 2 vie	50
A-INCG04	PVC DEHP Free - Ambrato	4 vie	Valvola senza ritorno - 4 vie	50
A-INCG04P	PVC DEHP Free - Ambrato	4 vie	Needle-free 4 vie	50
A-INCG06	PVC DEHP Free - Ambrato	6 vie	Valvola senza ritorno - 6 vie	50
022-500	PVC DEHP Free - Ambrato	Onco Smurfy Set	Close Male Luer connector	50
046-600	PVC DEHP Free - Ambrato	IV Set	Connessione a Y	200
046-750	PE - Ambrato	IV Set	Compatibilità con tutti i farmaci	200

Tutti i set sono disponibili anche con tubi trasparenti

## Configurazioni su misura


Il mercato offre molteplici combinazioni innovative, ma non sempre possono soddisfare le diverse esigenze di pazienti, operatori e reparti ospedalieri.

Sidam offre un servizio di personalizzazione, progettando dispositivi su misura che tengono conto dei tuoi requisiti specifici.



Set personalizzato a 1 e 3 vie  
(tubo trasparente)

Set personalizzato a 4 vie  
con tubo spiralato



## Lavoriamo insieme,

combinando le competenze dei nostri team di R&D e Ufficio Tecnico con la vostra esperienza sul campo, per trovare soluzioni che rispondano alle vostre esigenze.



Sicuro | affidabile | versatile

Via Statale Sud, 169  
41037 - Mirandola (MO) ITALY

[www.sidamgroup.com](http://www.sidamgroup.com)

Design: leecallaghan.com | Printed by: Tipolito Salvioli